

Exoform® Dorsal Nacht Splint

Lagerungsschiene bei Plantarfasciitis

Indikationen

- **Plantarfasciitis**
- **Fersensporn**
- **Achillodynie**

Besondere Eigenschaften und Vorteile

- Vorgeformte dorsale Exoform Halbschale in 85 - 90° Stellung für maximalen therapeutischen Nutzen
- 5 - 10° mehr Flexion einstellbar, wenn erforderlich
- Die Fussgurte laufen über die Zehenspitzen, um eine maximale Streckung der plantaren Faszien zu erreichen
- Patentierte, 3-dimensionale geformte Schaumstoffschale zur komfortablen Fassung des Fusses
- FlexEdge Überzüge vermeiden scharfe Kanten
- Die zirkuläre Gurtführung über der Ferse verhindern das Rutschen der Orthese
- Die Unterschenkelfassung der dorsalen Schale verhindert die Rotation der Orthese
- Anti-Rutsch-Ausstattung der Sohle für sicheres Gehen



Ermittlung der passenden Grösse

Nach Schuhgrösse

- Medium (37 - 42.5)
- Large (43 - 48.5)

